10.1

Электронный парамагнитный резонанс

Егор Берсенев

1 Теоретическое введение

Энергетический уровень электрона в присутствии магнитного поля B расщепляется на два подуровня, расстояние между которыми равно:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2\mu B \tag{1}$$

Между этими двумя уровнями возможны переходы. Они могут возбуждаться внешним высокочастотным магнитным полем подходящих характеристик. Резонансное значение частоты определяется из очевидного соотношения:

$$\hbar\omega_0 = \Delta E = 2\mu B \tag{2}$$

При переходе с нижнего на верхний уровень квант энергии поглощается, а при обратном переходе излучается квант той же частоты. Возбуждение электронных резонансных переходов электромагнитным полем с частотой ω_0 носит название «электронного парамагнитного резонанса» Сигнал ЭПР наблюдается только на неспаренных электронах образца. В работе используется образец свободного радикала ДФПГ. Рассмотрим основные процессы, влияющие на ширину линии ЭПР. В отсутсвие вы-

$$O_2N$$
 $N-\dot{N}$
 O_2N
 O_2N

Рис. 1: Дифенилпикрилгидразил

сокочастотного поля заселенность верхнего и нижнего уровней N_u и N_d определяется температурой и описывается формулой Больцмана.

$$\frac{N_u}{N_d} = exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) \tag{3}$$

В присутствии резонансного поля между уровнями возникают индуцированные переходы, ведущие к тому, что заселенность верхнего уровня растет, а нижнего падает. Этот процесс ведет к нарушению соотношения Больцмана. Восстановление теплового равновесия происходит двумя способами: спин-спиновой и спин-решеточной релаксацией. Отличить их друг от друга можно по температурной зависимости: спин-решеточное взаимодействие быстро возрастает с температурой (числом фононов), спин-спиновое от температуры практически не зависит. Согласно соотношению неопределенностей:

$$\Delta\omega\tau \simeq 1\tag{4}$$

2 Описание эксперимента

В работе требуется получить ЭПР сигнал на ДФПГ. Известно, что связь между магнитным моментом электрона и его механическим моментом выражается через гиромагнитное соотношение:

$$\mu = \gamma \mathbf{M} \tag{5}$$

Если магнитный момент выражается в магнетонах Бора, а механический в единицах \hbar , то связь выражается через фактор Ланде:

$$\frac{\mu}{\mu_B} = \frac{g\mathbf{M}}{\hbar} \tag{6}$$

Эта формула справедлива и для проекций. Можно выразить g-фактор через определяемые экспериментально величины:

$$g = \frac{\hbar\omega_0}{\mu_B B} \tag{7}$$

Схема спектроскопа приведена на рисунке:




Рис. 2: Схема установки

Параметры установки: $N_1=1500, d_1=0.23\,cm, N_2=4500, d_2=0.29\,cm$

3 Экспериментальные данные

Настроим генератор на резонансную частоту колебательного контура, определили значение частоты при максимальном и половинных значениях амплитуды выведенного на осциллограф сигнала:


 $f_0 = 126.76 \,\mathrm{M}\Gamma$ ц

 $f_h = 126.97 \, \mathrm{M}\Gamma$ ц

 $f_l = 126.49 \, \text{M} \Gamma \text{ц}$

Рассчитаем добротность

$$Q = \frac{f}{\Delta f} = \frac{126.76}{0.48} = 264.1$$






Рис. 3: Резонансное поглошение

Рис. 4: Точно настроенный пик

Теперь настроим установку на наблюдение резонансного сигнала. Резонансное поглощение возникает при совпадении в некоторые моменты времени поля B(t) с полем резонансного поглощения на частоте колебательного контура $B_0 = \frac{\mathrm{h} f_0}{a_{11}}$

Переменное поле модуляционных катушек наводит в пробной катушке ЭДС индукции, по которой можно определить величину поля. Зная параметры катушки $N=45,\,d=15.2\pm0.1\,$ и ЭДС, определим величину модулирующего поля:

$$B = \sqrt{2} \frac{2\varepsilon_i}{\pi^2 d^2 N \omega} = \sqrt{2} \frac{2 \cdot 2.51 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{B}}{\pi^2 \cdot 14.5^2 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{M} \cdot 45 \cdot 50 \,\Gamma_{\mathrm{H}}} = 1.52 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{T}_{\mathrm{H}} = 1.52 \,\mathrm{MT}_{\mathrm{H}}$$
(8)

тогда для полуширины на полувысоте линии резонансного поглощения (в единицах поля) получим

$$\Delta B = \frac{A_{1/2}}{A_{\text{полн}}}_{\text{мод}} = \frac{1}{10.4} \cdot 1.52 = 0.146 \,\text{мТл}$$
(9)

Определяем g-фактор. Для этого подаем в основные катушки переменный ток, а ЭДС индукции измеряем при помощи пробной катушки. Строим каллибровочный график:

При $V=122.84\,\mathrm{mV}$ получаем $V_t=10.45\pm0.08$. Тогда

$$B_0 = \frac{V_t}{NS\omega} = 7.03 \pm 0.45 \,\mathrm{mT}$$
 (10)

Отсюда получаем g-фактор равный $g = 1.9 \pm 0.2$. Вроде сошлось.

Построим график зависимости резонасной частоты от тока в цепи основных катушек для проверки линейности расщепления уровней.

График, как видно, линейный.

4 Вывод и обсуждение результатов

Рассчитали g—фактор, пусть и за месяц, но рассчитали, кроме того было обнаружено, что зеемановской расщепление линейно по полю.




Рис. 5: Зависимость ЭДС индукции в пробной катушке от падения напряжения в цепи основных катушек




Рис. 6: Зависимость резонансной частоты от тока